

Abilar® PINKASALVA 10%

Abilar® СМОЛЯНАЯ МАЗЬ 10%


- Для ухода за - ранами и ссадинами
- воспаленными ранами
 - ожогами
 - хроническими ранами: пролежнями (язвами), ранами, после хирургического вмешательства, ранами, возникшими по причине болезни сахарного диабета.

Действие смоляной мази Abilar® для местного применения при лечении ссадин на коже научно протестировано и одобрено. Оно способствует заживлению ран и обладает антимикробным, антибактериальным эффектом. Антимикробный эффект направлен, главным образом, только на содержащуюся в бактериях инфекцию. В результате клинических исследований выявлено, что смоляная мазь Abilar® оказывает положительное влияние на регенерацию тканей и заживление самых сложных хронических ран.

Смоляная мазь Abilar® наносится непосредственно на рану слоем в 1-2 мм. Если необходимо, рана может быть покрыта марлевым тампоном. За большими поврежденными поверхностями можно ухаживать следующим образом: мазь Abilar® наносится слоем 1-2 мм на поверхность тампона, и тампон прикладывается на поверхность раны.

Тампон может быть зафиксирован на месте «дышащей» повязкой. В ранах, немного выделяющих жидкость повязки должны меняться раз в 3 суток, повязки на ранах обильно выделяющих жидкость следует менять ежедневно. Во время смены повязки, рана промывается чистой водой и просушивается. Смоляная мазь Abilar® применяется до полного заживления раны.

Использование смоляной мази запрещено при повышенной чувствительности к смоле (около 1% населения).



Abicin® PINKALAKKA 30%

Abicin® СМОЛЯНОЙ ЛАК 30%

- эффективен - в лечении грибка
- в лечении перионихии

Смоляной лак Abicin® научно апробированный фармацевтический продукт, который является эффективным противовоспалительным средством местного применения против грибка и перионихии бактериального происхождения. Смоляной лак Abicin® обладает мощным эффектом, направленным на снижение активности роста грибов: всех дерматофитов рода Trichophyto. Почти все грибковые инфекции ногтей вызывают данные грибки.

Для лечения грибка ногтей рекомендуется, чтобы поверхность пораженного ногтя была отшлифована, вымыта, а также смягчена, например, теплой водой и высушена перед использованием смоляного лака Abicin®. Тюбик перед использованием взболтать. Смоляной лак Abicin® наносится непосредственно на пораженную поверхность слоем около 1 мм и дается просохнуть 60 мин. Не используйте различные защитные повязки. Смоляной лак Abicin® наносится на пораженную поверхность один раз в сутки, лечение продолжается до тех пор, пока на месте больного ногтя не вырастет новый здоровый ноготь. Лечение занимает от 9-12 месяцев и зависит от скорости роста ногтя. Использование накладных ногтей и лаков в косметических целях во время лечения лаком Abicin® запрещено.

Использование смоляного лака запрещено при повышенной чувствительности к смоле (около 1% населения).

Продается в аптеках.

Зарегистрированный Продукт Национального медицинского агентства Финляндии.

www.repolar.com

2010-02